

Sneltoetsen SuperNova

Uitgebreide handleiding: zie SuperNova Help



Magnifier – Magnifier & Speech

Vergroten	Ctrl + Muiswiel of Ctrl + Numpad Plus
Verkleinen	Ctrl + Muiswiel of Ctrl + Numpad Min
Positief / negatief	Ctrl + Numpad 0
Vergroting aan/uit	Ctrl + Enter
Stem aan/uit	Ctrl + 0
Stem wisselen	Ctrl + Punt
Stem sneller	Ctrl + Shift + =
Stem trager	Ctrl + Shift + -
Splitscreen aan/uit	Alt + Enter
Splitscreen positie	Ctrl + 7 (camera venster activeren)
Camera venster activeren	Caps Lock + middelste muisknop

Lange teksten lezen

Met klik en lees kan u het lezen starten bij het woord onder de muisaanwijzer. Dit maakt het lezen van documenten, webpagina's en e-mails snel en eenvoudig.



Klik en lees starten vanaf muis Om lange teksten te lezen	Middelste muisknop
Lees hele document	Numpad Plus
Lezen starten/stoppen	Spatie
Navigeren boven / onder	Pijl omhoog / pijl omlaag
Klik en lees afsluiten	Ctrl

Numeriek klavier

Het numeriek klavier wordt door SuperNova uitgeschakeld. Om bovenstaande sneltoetsen te gebruiken moet het numeriek klavier blijven uitstaan. U kan het numeriek klavier terug inschakelen door Num Lock in te drukken.

KOBA Vision
De Oude Hoeven 6
3971 Leopoldsburg

011 51 70 80
info@kobavision.be
www.kobavision.be

